ceramotion® zr Paste Glaze

Masa de glaseado universal en pasta

Especialmente indicada para restauraciones monolíticas de zirconio y disilicato de litio.



Las ventajas

- listo para su uso
- manejo simple
- fluorescente
- humectación segura de la superficie
- aplicación precisa y controlada
- compatible con todos los materiales cerámicos del mercado gracias a su baja temperatura de cocción
- brillo homogéneo después de la primera cocción de brillo
- brillo uniforme, también al combinar la técnica de maquillaje y la de estratificación


Antes


Después

Tabla de cocción

	Temperatura inicial (°C)	Tiempo de secado (min)	Incremento térmico (°C/min)	Inicio del vacío (°C)	Fin del vacío (°C)	Temperatura de cocción (°C)	Tiempo de retención (min)
Cocción de brillo*	500	6	55	500	750	750	1 sin vacío

**La cocción de brillo puede realizarse con o sin vacío.*
Obeserve las instrucciones del fabricante al confeccionar la estructura.

ceramotion®
ceramotion.urudent.uy

UruDent.UY
Representante Exclusivo
DENTAURUM

Ejido 1415 / 405 esq. Colonia 2900 4801 / 2901 3824 099 115 600 info@urudent.com.uy urudent.uy urudent_uy